



Proteinase 3-Autoantikörper

Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
Referenzbereich	< 2 U/mL Grauzone 2,0 - 3,0
Methode	Capture-Elisa
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u> , UK Neqas
Siehe auch	▶ <u>Autoantikörper-Tabelle – ANA-Diagnostik</u> (Laborinformation 2012)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de