



## Salmonella Enteritidis/Typhimurium-Antikörper

**Material** Serum, 1 mL

**Entscheidungsgrenze** Negativ

**Methode** Elisa

**Qualitätskontrolle** Zertifikat

**Anforderungsschein** Download und Analysenposition

**Meldepflicht** Namentlich meldepflichtiger Krankheitserreger

**Auskünfte** Infektionsimmunologie

**Indikationen** Reaktive Arthritis

**Diagnostik** **bakteriologisch:** Kulturelle Anzucht des Erregers aus Stuhl (Dauer 24 - 48 Stunden)

**serologisch:** Nachweis von Salmonella enteritidis-Antikörpern bei V. a. Folgeerkrankungen wie reaktive Arthritis. Die Antikörperdiagnostik ist nicht zum Ausschluss einer frischen Infektion geeignet.

H.-P. Seelig