



Sm-Autoantikörper

Material	<u>Serum</u> , EDTA- oder Heparin-Plasma, 1 mL
Referenzbereich	< 7 U/mL Grauzone 7 - 10 Es werden Antikörper gegen SmD bestimmt.
Methode	Phadia ELIA
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	► <u>Autoantikörper-Tabelle – ANA-Diagnostik</u> (Laborinformation 2012)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Autoantikörper) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Neurologische Erkrankungen)
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	► siehe https://hpseelig.de