



## Neuronales saures Calcium-bindendes Protein S-100B

<b>Akronym</b>	S-100B
<b>Testparameter</b>	S-100 (Serum) S-100 (Liquor) - nicht akkreditiertes Verfahren -
<b>Material</b>	<u>Serum</u> , 1 mL, tiefgefroren (-20 °C) <u>Liquor</u> , 1 mL, tiefgefroren (-20 °C)

### Referenzbereich

	[µg/L]
<b>Serum</b>	< 0,15
<b>Liquor</b>	< 2,70

<b>Methode</b>	<u>CMA</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b>Anforderungsschein</b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>